



Les lingettes antibactériennes humides Sleepy permettent un nettoyage facile et pratique en éliminant 99,9% des bactéries à tout moment sans utiliser d'eau et de savon. Ce produit est destiné à entrer en contact avec la peau, évitez tout contact avec les yeux. Lingette à usage unique prête à l'emploi. Appliquer sur l'ensemble de la zone à désinfecter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Rinçage inutile. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. PH neutre, 0% alcool. Non classé comme une substance ou un mélange dangereux.

Bactéricide EN 1276, EN 1500, EN 13727+A2, EN 16615
Levuricide EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624
Virucide EN14476+A1

Code	Cond.
------	-------

806029	Etui de 100 lingettes
--------	-----------------------